



bolsas para esterilización

bolsas de papel Yellow Pack / Ind. Argentina.

- Fabricadas con papel uso medicinal conforme a normas internacionales.
- Doble sellado longitudinal.
- Doble doblez termosellado y pegado en el fondo.
- Banda termosellable para agilizar el empaquetado y brindar seguridad en su cierre.
- Indicador químico para Vapor (vira del rojo al marrón).
- Fabricación a pedido de medidas e impresiones especiales.
- Fabricados según Normas EN 868 Parte 4 (CE) - BS 6257 DIN 58953 Parte 3 - IRAM 3112.



bolsas para esterilización

Código	Ancho	Fuelle	Largo	Caja por
15000A2700	90mm	50mm	150mm	1500
15000B2701	90mm	50mm	250mm	1000
15000R2702	125mm	50mm	250mm	1000
15000C2703	110mm	30mm	190mm	1000
15000D2704	140mm	40mm	250mm	1000
15000F2705	140mm	50mm	330mm	500
15000L2709	250mm	100mm	380mm	250